




LABORATOIR BIOCHIMIE	Instruction	INS-TC-16-v00
	Disposition de prévention	Date d'application : 22/11/2010 Page : 1/1

Tâches	Moyen
1- Les plans de travail en contact direct avec les tubes de prélèvement sont nettoyés 2 fois/jour : ⇒Après la fin de journée de jour ⇒Après la fin de journée de nuit On utilise de l'eau de Javel dilué 10% avec un chiffon	Eau de Javel Chiffon
2- Les godets de centrifugeuses sont lavés mensuellement par l'eau de javel diluée	Eau de Javel
3- Tout agent manipulant les tubes de prélèvements (Echantillons sanguins) doit porter des gants qui seront jetés à la fin des manipulations dans un récipient approprié	 Gants
4- Eliminer les échantillons sanguins, les embouts et/ou seringues utilisés dans le prélèvement ou dans le traitement des échantillons dans un récipient approprié	
5- Couvrir avec un microfilm les portoirs occupés par les échantillons sanguins avant leur conservation dans le réfrigérateur	
6- Tout les personnels du labo exposé doit être immunisé contre l'hépatite B	
7- Gaz du sang : à maintenir protégés les aiguilles avant et après l'analyse Ne pas ôter le capuchon que lors de l'analyse du gaz de sang dans l'appareil.	

Poste	Approbateur
Nom	
Signature	